Magnetische Resonanz 1. Überarbeitung

Genti Saliu Gruppe 106

Versuchstag: 10. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Teil	I - Elel	ktronenspinresonanz (ESR)	1
	1.1	Ziel de	es Versuchs	1
	1.2	Theore	etische Grundlagen	1
		1.2.1	Drehimpuls [3]	1
		1.2.2	Spin	1
		1.2.3	Magnetisches Moment des Elektrons	2
		1.2.4	Magnetisches Moment des Moleküls, ungepaarte Elektronen [2]	2
		1.2.5	Zeeman-Effekt [6]	3
		1.2.6	Elektronenspinresonanz (ESR)	3
		1.2.7	Besetzungszahlen	4
		1.2.8	Hyperfeinstruktur	5
		1.2.9	Auswahlregeln	5
		1.2.10	Linienform	5
	1.3	Experi	imenteller Aufbau	7
	1.4	Durch	führung der Versuche	8
		1.4.1	1. Versuch: Vorversuch	8
		1.4.2	2. Versuch: Elektronenspinresonanz	8
		1.4.3	3. Versuch: Magnetfeldabhängigkeit der Resonanzfrequenz	9
		1.4.4	4. Versuch: Bestimmung des g -Faktors	10
		1.4.5	5. Versuch: Messung der Linienbreite	11
	1.5	Auswe	ertung	11
		1.5.1	Bestimmung des g -Faktors	11
		1.5.2	Linienbreite	16
		1.5.3	Diskussion der Ergebnisse	17
2	Teil		\ /	18
	2.1	Ziel de	es Versuchs	18
	2.2	Theore	etische Grundlagen	18
		2.2.1	Kernspin und magnetisches Moment	18
		2.2.2	O Company of the comp	18
		2.2.3	Kern-Zeeman-Niveaus	19
		2.2.4	Kernresonanz	19
		2.2.5	0 0	19
		2.2.6	δ -Skala	20
		2.2.7	Einfluss anderer Kerne bzw. Spin-Spin-Kopplung	20
		2.2.8	Intensität des Resonanzsignals	21
	2.3	•		21
	2.4		führung der Versuche	22
		2.4.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22
		2.4.2	Aufnahme der Spektren	22
	2.5	Auswe		22
		2.5.1	1. Spektrum: Homo Adjust	22

3	Änderungs	protokoll	30
	2.5.8	Diskussion der Ergebnisse	30
	2.5.7	7. Spektrum: n-Propanol C_3OH_8 , Probe Nr. 9	28
	2.5.6	6. Spektrum: Isopropanol C ₃ OH ₈ , Probe Nr. 3	27
	2.5.5	5. Spektrum: C_2OH_6+HCl , Probe Nr. 8	27
	2.5.4	4. Spektrum: C_2OH_6 , Probe Nr. 2	26
	2.5.3	3. Spektrum: $C_2O_2H_4$, Probe Nr. 1	25
	2.5.2	2. Spektrum: Dichlormethan und Trichlormethan, Probe Nr. 5	23

1 Teil I - Elektronenspinresonanz (ESR)

1.1 Ziel des Versuchs

Bei der Elektronenspinresonanz lässt man eine Probe elektromagnetische Strahlung durchlaufen. Die Probe soll sich in einem Magnetfeld befinden und permanentes magnetisches Moment bzw. ungepaarte Elektronen besitzen. Im Resonanzfall absorbiert die Probe Energie und man erhält ein Spektrum, indem man die Absorption gegen die Wellenlänge der Strahlung auftragt. Dabei räpresentieren die Linien des Spektrums Übergänge zwischen Niveaus. Damit lassen sich Energieniveaus in einem Diagramm darstellen.

In diesem Versuch werden wir das ESR-Spektrum bei verschiedenen Frequenzen der elektromagnetischen Welle beobachten, die Magnetfeldabhängigkeit der ESR, den g-Faktor und die Linienbreite der Probe bestimmen.

1.2 Theoretische Grundlagen

1.2.1 **Drehimpuls** [3]

Der Drehimpuls ist eine physikalische Erhaltungsgröße. Bei einer Kreisbewegung kann man sich den Drehimpuls im Bezug auf das Zentrum des Kreises als Pfeil vorstellen, dessen Richtung die Drehachse der Bewegung und Länge den Schwung der Drehung angibt: je länger der Pfeil, umso größer der Drehimpuls.

Mathematisch ergibt sich der Drehimpuls \vec{L} eines Massenpunktes aus dem Kreuzprodukt seines Ortsvektors \vec{r} mit seinem Impuls \vec{p} :

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

In diesem Versuch befassen wir uns mit dem Drehimpuls von Quantenobjekten. Dieser tritt hier in zwei Formen auf: als der aus der klassischen Mechanik von Dreh- und Kreisbewegung abgeleitete Drehimpuls, der Bahndrehimpuls, und als der nicht mit Drehbewegungen einer Masse verbundene Spindrehimpuls.

1.2.2 Spin

Der Spin (englisch *spin* für 'Drehung') bezeichnet den Eigendrehimpuls eines Teilchens, also das Drehimpuls des Teilchens, das um sich selbst dreht. [5]

Der Spin hat einen unveränderlichen Betrag. Es sind bisher nur Teilchen mit Spins $0\hbar$, $\frac{1}{2}\hbar$ und $1\hbar$ bekannt, wobei \hbar das reduzierte *Plancksche Wirkungsquantum* und der Zahlenfaktor die *Spinquantenzahl* sind. [5]

Die Richtungen, in der der Spin zeigt, sind ebenfalls quantisiert. Für Teilchen mit Spin $\frac{1}{2}$ gibt es nur zwei mögliche Ausrichtungen, das Teilchen kann sich rechts oder links herum drehen. Die beiden Richtungen werden mit Vorzeichen versehen und man spricht dann

von positivem oder negativem Spin. Die beiden Elektronen, die sich ein Orbital teilen, unterscheiden sich immer in ihrer Spinrichtung: ein vollbesetztes Orbital besitzt nach dem Pauli Prinzip zwei Elektronen mit jeweils positivem und negativem Spin. [1]

Ein geladenes Teilchen mit Spin besitzt ein magnetisches Moment. Dies wird bei vielen Experimenten ausgenutzt: beim Einstein-de-Haas-Effekt versetzt die Änderung der Richtung des Elektronenspins in einem Eisenstab diesen in eine makroskopische Drehbewegung; die Effekte der magnetischen Kernspinresonz bzw. Elektronenspinresonanz, die in diesem Versuch behandelt werden, werden zur detaillerten Untersuchungen von Materialien, Geweben und Prozessen genutzt. [5]

1.2.3 Magnetisches Moment des Elektrons

Das magnetische Moment ist ein Maß für die Stärke des magnetischen Dipols. Das Elektron besitzt ein magnetisches Moment, das aus seiner Spin- und ggf. Bahnbewegung resultiert.

Das magnetische Moment des Elektronenspins $\vec{\mu_S}$ und der Bahnbewegung $\vec{\mu_L}$ sind gegeben durch

$$\vec{\mu_s} = -g_S \mu_B \frac{\vec{S}}{\hbar}$$
 und $\vec{\mu_L} = -g_L \mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar}$

mit \vec{L} der Bahn- und \vec{S} der Spindrehimpuls, μ_B das Bohr-Magneton mit $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_0}$, g_S bzw. g_L der Landé-Faktor, der das Verhältnis zwischen magnetischem Moment bzw. jeweils Spin- und Bahndrehimpuls angibt.

Das gesamte magnetische Moment resultiert aus der Summe der Drehimpulse:

$$\vec{\mu_J} = -g_J \mu_B \frac{\vec{J}}{\hbar}$$

wobei $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$. Der Landesche Faktor g ist gegeben durch:

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

1.2.4 Magnetisches Moment des Moleküls, ungepaarte Elektronen [2]

Beim magnetischen Moment des Moleküls kommt es auf die magnetischen Momente aller ihrer Elektronen an: der Bindungselektronen und der Elektronen in den Schalen der einzelnen Kerne.

Elektronen in gefüllten Schalen haben einen Gesamtdrehimpuls Null. Bei zwei Bindungselektronen stehen die Spins antiparallel, der Gesamtdrehimpuls ist wiederum Null. Daher gibt es kein resultierendes magnetisches Moment und das Molekül ist diamagnetisch. Moleküle, die Elektrone mit fehlendem spin-kompensierendem Partner besitzen, können paramagnetisch sein. In organischen Radikalen ist das der Fall, denn diese Elektrone haben p-Charakter; deren magnetisches Moment kommt nur von ihren Spins, denn das Bahnmoment ist ausgelöscht. Der Paramagnetismus dieser Moleküle stammt allein aus dem magnetischen Moment dieser Elektrone.

1.2.5 Zeeman-Effekt [6]

Bringt man ein Atom mit paramagnetischen Eigenschaften in ein magnetisches Feld ein, so spalten sich seine Energieniveaus auf. Die Aufspaltung entsteht durch die Wirkung des Magnetfelds auf das magnetische Moment des Atoms μ_{J}^{*} :

$$\vec{\mu_J} = -g \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$$

Man unterscheidet zwischen normalem (ohne Spindrehimpuls) und anormalem Zeeman-Effekt (mit Spindrehimpuls).

1.2.6 Elektronenspinresonanz (ESR)

In der Elektronenspinresonanz werden Proben mit permanentem magnetischem Moment eingesetzt. Die Paramagnetismus beruht, wie in den vorherigen Abschnitten behandelt, auf ungepaarte Elektrone. Dabei besitzt jedes Elektron bekanntlich ein magnetisches Moment mit Spinquantenzahl $s=\frac{1}{2}$ und magnetischen Komponenten $m_s=+\frac{1}{2}$ und $m_s=-\frac{1}{2}$. Bringt man die Probe in ein statisches und homogenes Magnetfeld der Feldstärke \vec{B} , so richten sich die magnetischen Momente des Elektrons entweder parallel $(m_s=-\frac{1}{2})$ oder antiparallel $(m_s=+\frac{1}{2})$ zur Feldrichtung, wobei jede Ausrichtung aufgrund des Zeeman-Effekts die Energien besitzt:

$$E = \frac{1}{2}g\mu_B B$$

Es kommt also zu einer Aufspaltung eines Energieniveaus E_0 mit Beteiligung des Spindrehimpulses (anormaler Zeeman-Effekt) in den Niveaus E_1 und E_2 auf (Abbildung 1).




Abbildung 1: Energieaufspaltung aufgrund des anormalen Zeeman-Effekts

Ein ungepaartes Elektron kann zwischen diesen beiden Niveaus wechseln, wenn man eine zirkular polarisierte elektromagnetische Welle einstrahlt. Der Übergang passiert dann, wenn die eingestrahlte Welle dieselbe Energie hat, die dem Abstand zwischen der Energien der zwei Niveaus E_1 und E_2 unter Berücksichtigung der Auswahlregeln entspricht. Diesen Übergang bezeichnet mal als Elektronenspinresonanz.[2]

Die Resonanzbedingung bei Absorption bzw. Emission magnetischer Dipolstrahlung lautet:

$$\Delta E = \hbar \omega = g\mu_B \cdot B \tag{1.1}$$

1.2.7 Besetzungszahlen

Die paramagnetische Substanz kann Strahlung absorbieren und emittieren. Absorption führt dazu, dass ein Elektron auf ein höheres Niveau angehoben wird, bei Emission gerät das Elektron in ein niedrigeres Niveau.

Die Stärke der Absorption bzw. Emission hängt von der Differenz der Besetzungszahlen der Niveaus ab. Die Besetzungszahl ist die Zahl der Teilchen, die sich in einem Mikrozustand auf einem bestimmten Energieniveau befinden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vielteilchensystem im thermischen Gleichgewicht sich im Zustand $|n\rangle$ mit der Energie E_n befindet, ist gegeben durch:

$$\rho_n = const \cdot e^{-\frac{E_n}{kT}}$$

Den Spin des Elektrons kann man als ein System mit zwei möglichen Energiezuständen E_1 und E_2 auffassen. Damit gilt für das Verhältnis der Besetzungszahlen:

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

Bezeichnet Zustand 1 den energieärmeren Zustand und Zustand 2 den energiereicheren Zustand, so gilt $\Delta E = E_2 - E_1$. Da Besetzungsinversion im thermischen Gleichgewicht nicht auftritt, also dass sich mehr Teilchen in einem energetisch höheren als in einem energetisch niedrigen Zustand befinden, gilt für die Differenz der Besetzungszahlen $\Delta n = n_1 - n_2$.

Aus obiger Gleichung folgt:

$$\Delta n = n \cdot \frac{1 - e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}}{1 + e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}}$$

Die Entwicklung der Exponentialfunktion im Zähler bis zur 1. Ordnung und der im Nenner bis zur 0. Ordnung nach ΔE um $\Delta E_0 = 0$ ergibt:

$$\Delta n \approx n \cdot \frac{\Delta E}{2kT} = n \cdot \frac{g\mu_B B}{2kT} \tag{1.2}$$

Aus Gleichung 1.2 kann man folgende Schulussfolgerungen ziehen:

- Die Absorption ist proportional zur Gesamtzahl der Moleküle.
- Die Absorption ist proportional zur Magnetfeldstärke B. Ein starkes Signal erhält man also bei hohen Magnetfeldern.
- Die Absorption ist umgekehrt proportional zur Temperatur. Messungen bei tiefen Temperaturen ergeben ein starkes ESR-Signal.

1.2.8 Hyperfeinstruktur

Man würde nun erwarten, dass man im ESR-Spektrum eine Einzellinie beobachtet, was normalerweise nicht der Fall ist. Die Energieniveaus werden weiter aufgespaltet. Dies hat 2 Ursachen:

- Ungepaarte Elektronen der paramagnetischen Substanz wechselwirken mit den magnetischen Momenten der Atomkerne des gleichen Moleküls. Dies erzeugt am Ort des Elektrons ein weiteres Magnetfeld, das sich dem äußeren überlagert.
- Isotropie der Elemente, welche keine Aufpsaltung sondern eine Verschiebung des Spektrums verursacht [13].

Diese Effekte nennt man zusammenfassend Hyperfeinstruktur.


1.2.9 Auswahlregeln

Aufgrund des Zeeman-Effekts und der Hyperfeinstruktur entstehen viele Energiniveaus. Übergänge sind nicht zwischen beliebigen Niveaus möglich, sie unterliegen den sogenannten Auswahlregeln, die nur eine Änderung um eine Einheit der magnetischen Quantenzahl des Systems und keine Änderung der Richtung des Kerndrehimpulses erlauben:

$$\Delta m_s = \pm 1$$
 $\Delta m_I = 0$

1.2.10 Linienform

Die ESR-Resonanzlinien können unterschliedliche Formen haben: die Grenzfälle sind die Gauß- und Lorentzform:



Quelle: Vorbereitungsmappe [2]

Abbildung 2: Grenzfälle der Lineinform: Gauß- und Lorentzform

Die Linienbreite ist die halbe Breite der Absorption beim halben Wert des Linienmaximums.

Sie wird von internen Magnetfeldern beeinflusst. Die Dipol-Dipol-Wechselwirkung liefert dabei den Hauptbeitrag. Diese Magnetfelder fluktuieren und ändern dabei zeitlich ihre Richtung und Stärke. Sind die Fluktuationen gegenüber der charakteristischen Zeit der Dipol-Dipol-Wechselwirkung schneller, so wird die Resonanz schmäler und Lorentzförmig, andernfalls wird sie Gaußförmig.

Die Linienbreite wird von weiteren Faktoren beeinflusst:

Austauschverschmälerung Werden die Abstände zwischen den paramagnetischen Molekülen so klein, so können Elektronen das Molekül wechseln, was sich auf die Zusatzfelder der benachbarten Dipole auswirkt. Erfolgt der Wechsel schnell, so wirkt auf das Elektron ein kleineres Zusatzfeld, was die Verbreiterung der Linie durch Dipol-Dipol-Wechselwirkung zunichte macht.

Sättigungsverbreitung Eine zu starke Einstrahlung der elektromagnetischen Welle bewirkt, dass beide möglichen Elektronenzustände gleich stark besetzt werden, was die Boltzmann-Verteilung aufhebt und sich als Sättigungsverbreiterung in der Resonanzlinie bemerkbar macht.

Longitudinale Relaxationszeit T_1 Das ist die für eine Probe charakteristische Zeit, in der die Spin-Gitter-Relaxation erfolgt. Letztere beschreibt den Prozess, bei dem nach einem Resonanzfall, welcher das thermische Gleichgewicht der Probe und folglich die Boltzmann-Verteilung stört, diese wiederherstellt.

Transversale Relaxationszeit T_2 Durch Einstrahlen der elektromagnetischen Welle entsteht eine rotierende Quermagnetisierung, die innerhalb der transversalen Relaxationszeit T_2 durch verschiedene Effekte wieder abgebaut wird. Dieses zusätzliche Magnetfeld führt ebenfalls zu einer Linienverbreiterung.

1.3 Experimenteller Aufbau

In diesem Versuch verwenden wir eine **Diphenyl-Picryl-Hydrazyl (DPPH)-Probe**, die ein ungepaartes Elektron mit stark unterdrücktem Bahndrehimpuls besitzt. Sein g-Faktor mit g = 2.00363 kommt dem des freien Elektrons mit g = 2.002322 sehr nahe. DPPH hat eine sehr schmale und intensive Resonanzlinie.

Desweiteren wird ein **ESR-Grundgerät** verwendet. Dieses enthält einen Probenkopf, an den verschiedene Steckspulen, die verschiedene Frequenzen liefern, angebracht werden können. Sie bilden einen Schwingkreis. In den Steckspulen kann die Probe DPPH eingeschoben werden, die dort den hochfrequenten elektromagnetischen Wellen ausgesetzt wird. Die Frequenzbereiche der Spulen betragen:

• Spule 1: 13-30 MHz

• Spule 2: 30-75 MHz

• Spule 3: 75-130 MHz

Am Gerät können die Frequenzen innerhalb dieser möglichen Bereiche verändert werden, die eingestellte Frequenz wird angezeigt. Es kann außerdem die Amplitude verändert werden.

Ein passiver Schwingkreis, der für den Vorversuch nötig ist, wird auch mitgeliefert.

Das Grundgerät wird mit Gleichspannung und einem ESR-Adapter versorgt. Das **Helmholtz-Spulenpaar**, mit Spulen vom Durchmesser $2R=13.5\,\mathrm{cm}$ und Windungszahl n=320, die in einem Abstand von $R=6.8\,\mathrm{cm}$ voneinander montiert sind, wird durch einen Stelltrafo mit Wechselspannung betrieben. Es erzeugt im Innenraum ein nahezu homogenes Magnetfeld:

$$B = I \cdot 3.96 \,\frac{\text{mT}}{\text{A}}\tag{1.3}$$

In diesem Magnetfeld wird die Probe eingebracht, um dort die Aufspaltung der Energieniveaus durch den Zeeman-Effekt hervorzurufen.

Es wird zudem noch ein **Oszilloskop** benötigt, um die Resonanzspektren zu beobachten. An den Kanal 1 wird die Spannung am Schwingkreis gelegt, an den Kanal 2 die Spannung, die am Helmholtz-Spulenpaar anliegt. Diese wird über einem $1.07\,\Omega$ -Widerstand abgegriffen. Wegen der Größe des Widerstandes (weil $\approx 1\,\Omega$, gilt I[A] = U[V]) entspricht die gemessene Spannung der Stromstärke, die durch die Helmholtz-Spulen durchfließt.

1.4 Durchführung der Versuche

1.4.1 1. Versuch: Vorversuch

Im Vorversuch sollte gezeigt werden, dass einem Hochfrequenz-Oszillator Energie entzogen wird, wenn er sich in Resonanz mit einem äußeren Schwingkreis befindet.

Es stehen dazu der der Probenkopf am ESR-Grundgerät (hochfrequenter Oszillator), ein passiver Schwingkreis, ein Amperemeter mit 300 μ A-Messbereich und ein ESR-Betriebsgerät zur Spannungsversorgung zur Verfügung. Dabei stellt der passive Schwingkreis ein Ersatzmodell für die später einzusetzende Probe dar.

Statt dem Betriebgsgerät, verwendeten wir im Versuch durchgehend 2 separate Spannungsquellen mit ESR-Adapter. Der Probenkopf wurde an die Spannungsquelle angeschlossen und auf eine mittlere Frequenz eingestellt. Der passive Schwingkreis wurde so gegenüber dem Probenkopf angebracht, dass die beiden Spulen sich genau gegenüber standen. Das ESR-Grundgerät wurde mit dem Amperemeter angeschlossen.


Die Frequenz des hochfrequenten Schwingkreises wurde in kleinen Schritten variiert, bis sie mit der Resonanzfrequenz des passiven Schwingkreises übereinstimmte.

Die Resonanzfrequenz des passiven Schwingkreises befindet sich zwischen $10\,\mathrm{MHz}$ und $50\,\mathrm{MHz}$. Deshalb wurde am Probenkopf die 2. Spule mit Frequenzbereich $30-75\,\mathrm{MHz}$ eingebaut. Trat Resonanz auf, so zeigte das Amperemeter einen minimalen Strom an.

1.4.2 2. Versuch: Elektronenspinresonanz


Der passive Schwingkreis wurde entfernt und durch die DPPH-Probe ersetzt, die möglichst in der Mitte eines Helmholtzspulenpaars eingebracht wurde. Über einen Stelltrafo, der die Spannung stets von Null bis zu einem Maximalwert durchlaufen ließ, wurde das Spulenpaar mit Spannung versorgt. Damit ändert sich auch das Magnetfeld periodisch von Null bis zu einem Maximalwert. Ein einohmiger Widerstand wurde in Reihe mit der Spule angeschlossen und, wie bereits erwähnt, die dort abfallende Spannung an den Kanal 2 des Oszilloskops gespeist.

An den Kanal 1 legten wir die am hochfrequenten Schwingkreis anliegende Spannung. Tritt Resonanz auf, so wird dem Schwingkreis Energie entzogen und die Spannung sinkt auf einem Minimum. Auf dem Oszilloskop sollte wie in Abbildung 3 ein Peak (Minimum) zu sehen sein. Ist die Maximalmagnetfeldstärke größer als die Resonanzfeldstärke, so wird die Resonanz 2 mal pro Halbperiode durchlaufen, man sieht 2 Linien auf dem Schirm (Abbildung 4).



Quelle: Vorbereitungsmappe [2]

Abbildung 3: Resonanz bei maximaler Feldstärke



Quelle: Vorbereitungsmappe [2]

Abbildung 4: Resonanz wird 2 mal durchlaufen

Die Resonanz wurde für alle 3 Steckspulen beobachtet. Es wurde die Magnetfelstärke variiert, indem man schrittweise die Spannung des Stelltrafos U_{Trafo} erhöhte. Es konnten in allen Fällen 4 Resonanzlinien festgestellt werden.

Für Spule 2 waren die Resonanzlinien bei $U_{Trafo} \approx 20-25\,\mathrm{V}$ zu erkennen, die Amplituden waren sehr niedrig, für Spule 3 waren sie mit höherer Amplitude bei $U_{Trafo} \approx 5-25\,\mathrm{V}$ sichtbar und für Spule 1 im Bereich $U_{Trafo} \approx 7.5-25\,\mathrm{V}$ mit sehr hohen Amplituden erkennbar.

1.4.3 3. Versuch: Magnetfeldabhängigkeit der Resonanzfrequenz

Es sollte nun die Magnetfeldabhängigkeit der Resonanzfrequenz untersucht werden. Dazu wurde die maximale Magnetfeldstärke zu einem größeren Wert als die Resonanzfeldstärke eingestellt, sodass sie doppelt während einer halben Periode auftritt. Dadurch konnten zwei ESR-Minima auf dem Display des Oszilloskops beobachtet werden.

Dann wurde die DPPH testweise vom Probenkopf entfernt, daraufhin verschwanden die Resonanzpeaks und es waren nur die sinusförmigen Spannungsschwingungen auf dem Oszilloskop zu sehen. Damit konnte man sich überzeugen, dass die Resonanz tatsächlich durch die Probe DPPH verursacht wurde.

Nach Wiedereinbrigen der DPPH-Probe in den Probenkopf, veränderten wir bei gleichbleibender Frequenz die Amplitude des hochfrequenten Oszillators. Je größer die Amplitude, umso höher wurden die Peaks (bzw. Amplitude) der Resonanzkurve. Das war zu erwarten, denn je größer die Amplitude der eingestrahlten Welle, umso größer die dadurch verursachte Absorption der Probe.

Anschließend veränderten wir die magnetische Flussdichte \vec{B} und stellten fest, dass eine Erniedrigung die Breite der Resonanzlinien kleiner machte, ihre Peaks liefen dabei zusammen.

1.4.4 4. Versuch: Bestimmung des g-Faktors

Nun sollte die Magnetfeldabhängigkeit der Resonanzfrequenz untersucht werden. Wir messten für verschiedene Frequenzen bei allen 3 Spulen die Resonanzen. Dazu wurde die Spannung, die am Helmholtzspulenpaar anliegt, in Abhängigkeit von der Frequenz des Schwingkreises aufgenommen.

In der Anzeige vom Oszilloskop schwingte das Magnetfeld nicht in Phase mit der Spannung; die Peaks waren verschoben. Wir bestimmten deshalb 2 Messpunkte in der Nähe des Nulldurchgangs der Spannung, da diese in diesem Bereich annährend linear verläuft. Durch Mitteln der Beträge dieser 2 Punkte kann die Verfälschung, die diese Verschiebung verursacht, vermieden werden:

$$\overline{U} = \frac{|U_{links}| + |U_{rechts}|}{2}$$

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Messdaten.

f [MHz]	$U_{links} [mV]$	U_{rechts} $[mV]$	\overline{U} $[mV]$
20	133	-266	199.5
25.5	183	-316	249.5
31	233	-366	299.5
36.5	283	-416	349.5
42	333	-466	399.5
47.5	400	-533	466.5
53	450	-566	508.0
58.5	500	-633	566.5
64	566	-683	624.5
69.5	616	-733	674.5
75	683	-783	733.0

Tabelle 1: Messreihe für die (mittlere) Spule 2

f [MHz]	$U_{links} [mV]$	U_{rechts} $[mV]$	\overline{U} $[mV]$
75	616	-833	724.5
84	700	-900	800.0
94	800	-983	891.5
103	900	-1080	990.0
109	966	-1130	1048.0

Tabelle 2: Messreihe für die (kleine) Spule 3

18	116	-233	174.5
24	183	-283	233.0
30	250	-333	291.5

Tabelle 3: Messreihe für die (große) Spule 1

1.4.5 5. Versuch: Messung der Linienbreite

In diesem Versuch musste die Linienbreite der Resonanzkurven bei verschiedenen Frequenzen gemessen werden. Wie bereits in den theoretischen Grundlagen eingeführt, die Breite des Resonanzpeaks bei dessen halber Höhe entspricht der Linienbreite. Dazu wurde die Spannung links und rechts des Peaks bei halber Peakhöhe bestimmt und die Differenz berechnet. Die Messung wurde nur für die (mittlere) Spule 2 durchgeführt (Tabelle 4).

f [MHz]	$U_{links} [mV]$	U_{rechts} $[mV]$	$\Delta U \ [mV]$
30	-216	-433	217
52	-483	-600	117
75	-700	-800	100

Tabelle 4: Messreihe zur Linienbreitenbestimmung

1.5 Auswertung

1.5.1 Bestimmung des g-Faktors

Im Resonanzfall gilt nach Gleichung 1.1:

$$h\nu = q\mu_B \cdot B$$

Einsetzen der Magnetfeldstärke nach Gleichung 1.3 ergibt:

$$h\nu = g\mu_B \cdot I \cdot 3.96 \frac{\text{mT}}{\text{A}} \iff$$

$$h\nu = g\mu_B \cdot \frac{\overline{U}}{R} \cdot 3.96 \frac{\text{mT}}{\text{A}} \iff$$

$$h\nu = g \cdot \left(\frac{e \cdot h}{m_e 4\pi}\right) \cdot \frac{\overline{U} \cdot 3.96 \cdot 10^{-3}}{1.07 \Omega} \frac{T}{A} \iff$$

$$\nu = g \cdot \left(\frac{e \cdot \overline{U} \cdot 3.96 \cdot 10^{-3}}{m_e 4\pi \cdot 1.07 \Omega} \frac{T}{A}\right)$$

$$(1.4)$$

Der g-Faktor lässt sich also bestimmen, indem man die Resonanzfrequenz ν über $\frac{\mu_B B}{h}$ aufträgt und die Steigung g der Regressionsgerade ermittelt. Im Folgenden wird dies für die Messreihen der einzelnen Spulen gemacht.

Messreihe für die (mittlere) Spule 2 Es wurde die Magnetfeldstärke bei Frequenzen $20-75\,\mathrm{MHz}$ gemessen. Mit linearer Regression (Abbildung 5) erhielten wir folgenden Wert mit statistischem Fehler für den g-Faktor:

$$q = 1.983 \pm 0.018$$




Abbildung 5: Bestimmung des g-Faktors mit der Messreihe der mittleren Spule 2

Messreihe für die (kleine) Spule 3 Die Magnetfeldstärke wurde bei Frequenzen 70 – $109\,\mathrm{MHz}$ gemessen. Die lineare Regression der Werte (Abbildung 6) ergibt folgenden g-Wert mit statistischem Fehler:

$$g = 2.005 \pm 0.056$$




Abbildung 6: Bestimmung des g-Faktors mit der Messreihe der kleinen Spule 3

Messreihe für die (große) Spule 1 Die Messung der magnetischen Feldstärke erfolgte bei Frequenzen $13 - 30 \,\mathrm{MHz}$. Aus der linearen Regression der Wertepaare (Abbildung 7) erhalten wir diesen g-Wert mit folgendem statistischen Fehler:

$$g = 1.881 \pm 0.057$$




Abbildung 7: Bestimmung des g-Faktors mit der Messreihe der grossen Spule 1

Es ist nun der **systematische Fehler des** g-**Faktors** zu bestimmen. Aus Gleichung 1.4 ergibt sich der g-Faktor:

$$g = \nu \left(\frac{m_e 4\pi \cdot 1.07 \,\Omega}{e \cdot \overline{U} \cdot 3.96 \cdot 10^{-3} \,\frac{\mathrm{T}}{\mathrm{A}}} \right)$$

Folgende Größen, von denen der g-Faktor abhängt, sind fehlerbehaftet:

- Die Frequenz ν hat einen Fehler $\sigma_{\nu} = 0.05 \,\text{MHz}$, da der digitale Amperemeter sie bis zu einer Nachkommastelle angezeigt hat.
- Die gemessene Spannung am Widerstand ist mit einem Fehler von $\sigma_{U_{Trafo}} = 17\,\mathrm{mV}$ behaftet. Dieser Wert hängt von der Skalierung des Oszilloskops ab und wurde aus der Veränderung der Spannungsanzeige am Oszilloskopen, wenn der Cursor um einen Pixel bewegt wurde. Der g-Faktor wurde jedoch aus gemittelten Spannungen bestimmt:

$$\overline{U} = \frac{|U_{links}| + |U_{rechts}|}{2}$$

Deshalb muss der Fehler der einzelnen Spannungen fortgepflanzt werden:

$$\begin{split} \sigma_{\overline{U}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial |U_{links}|}\right)^2 \sigma_{|U_{links}|}^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial |U_{rechts}|}\right)^2 \sigma_{|U_{rechts}|}^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_{|U_{links}|}^2 + \sigma_{|U_{rechts}|}^2} \end{split}$$

• Der $1.07\,\Omega$ Widerstand wird mit einem Fehler von $2\,\%$ angenommen. Dies entspricht einem Fehler $\sigma_R=0.0214\,\Omega$.

Da diese Größen miteinander nicht korrelieren, kann das Fehlerfortpflanzungsgesetz angenwendet werden:

$$\sigma_{g} = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial \nu}\right)^{2} \sigma_{\nu}^{2} + \left(\frac{\partial g}{\partial \overline{U}}\right)^{2} \sigma_{\overline{U}}^{2} + \left(\frac{\partial g}{\partial R}\right)^{2} \sigma_{R}^{2}}$$

$$= g \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\nu}}{\nu}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{R}}{R}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{\overline{U}}}{\overline{U}}\right)^{2}}$$

$$= g \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\nu}}{\nu}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{R}}{R}\right)^{2} + \frac{\sigma_{|U_{links}|}^{2} + \sigma_{|U_{rechts}|}^{2}}{4 \cdot \overline{U}^{2}}}$$

Der systematische Fehler wurde für jeden Wertepaar aus den jeweiligen Messreihen der Spulen berechnet mit $m_e=9.10938291\cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ und $e=1.602176565\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}.$

• Systematischer Fehler der Messreihe für die (mittlere) Spule 2

$\nu \ [MHz]$	\overline{U} $[mV]$	g	σ_g
20	199.5	1.935	0.039
25.5	249.5	1.973	0.040
31	299.5	1.998	0.041
36.5	349.5	2.016	0.040
42	399.5	2.030	0.041
47.5	466.5	1.966	0.039
53	508	2.014	0.040
58.5	566.5	1.994	0.040
64	624.5	1.978	0.040
69.5	674.5	1.989	0.040
75	733	1.975	0.040

Tabelle 5: Systematischer Fehler der Messreihe für die (mittlere) Spule 2

Durch Mitteln der einzelnen systematischen Fehler erhalten wir den systematischen Fehler des g-Faktors der Messereihe zu $\sigma_g = 0.040$.

• Systematischer Fehler der Messreihe für die (kleine) Spule 3

$\nu \ [MHz]$	\overline{U} $[mV]$	g	σ_g
75	724.5	1.998	0.040
84	800.0	2.027	0.041
94	891.5	2.036	0.041
103	990.0	2.009	0.040
109	1048.0	2.008	0.040

Tabelle 6: Systematischer Fehler der Messreihe für die (kleine) Spule 3

Der gemittelte systematische Fehler beträgt somit $\sigma_g=0.040.$

 \bullet Systematischer Fehler der Messreihe für die (große) Spule1

$\nu \ [MHz]$	\overline{U} $[mV]$	g	σ_g
13	116.0	2.163	0.044
18	174.5	1.991	0.040
24	233.0	1.989	0.040
30	291.5	1.987	0.040

Tabelle 7: Systematischer Fehler der Messreihe für die (große) Spule 1

Der gemittelte systematische Fehler beträgt $\sigma_g=0.041.$

Tabelle 8 fasst die Ergebnisse mit den jeweiligen systematischen und statistischen Fehlern zusammen:

Messreihe	g	Systematischer Fehler σ_g	Statistischer Fehler σ_g
Spule 1	1.881	0.041	0.057
Spule 2	1.983	0.040	0.018
Spule 3	2.005	0.040	0.056
Mittelwert	1.956	0.040	0.044

Tabelle 8: g Faktoren und Unsicherheiten

Damit erhalten wir für den g-Faktor:

$$g = 1.956 \pm 0.040 \pm 0.044$$

1.5.2 Linienbreite

Die Linienbreite wurde aus dem Spannungsabstand beider Peaks bestimmt:

$$\Delta \nu = |\nu_{1} - \nu_{2}|
= \left| g \frac{\mu_{B}}{h} B_{links} \right| - \left| g \frac{\mu_{B}}{h} B_{rechts} \right|
= \left| g \frac{\mu_{B}}{h} \frac{U_{rechts}}{R} - g \frac{\mu_{B}}{h} \frac{U_{links}}{R} \right| \cdot 3.96 \frac{\text{mT}}{\text{A}}
= \left| g \frac{\mu_{B}}{h \cdot R} \cdot (U_{links} - U_{rechts}) \right| \cdot 3.96 \frac{\text{mT}}{\text{A}}
= \left| g \cdot \frac{\mu_{B}}{h \cdot R} \cdot \Delta U \right| \cdot 3.96 \frac{\text{mT}}{\text{A}}$$
(1.5)

Aus den Werten von Tabelle 4 auf Seite 11 erhalten wir zu jeder gemessene Frequenz die Linienbreite $\Delta \nu$:

ν [MHz]	$\Delta U \ [mV]$	$\Delta \nu \ [MHz]$	$\sigma_{\Delta\nu} [MHz]$
30	217	21.986	2.432
52	117	11.854	2.432
75	100	10.132	2.432

Tabelle 9: Systematischer Fehler der Messreihe für die (kleine) Spule 3

In den Rechnungen wurde der im vorherigen Abschnitt ermittelte g=1.956 verwendet. Die statistischen Fehler in der Tabelle wurden mit Fehlerfortpflanzung aus der Formel 1.5 für die Linienbreite berechnet:

$$\sigma_{\Delta\nu} = \left(\frac{\partial \Delta\nu}{\partial(\Delta U)}\right)\sigma_{\Delta U}$$

mit

$$\frac{\partial \Delta \nu}{\partial (\Delta U)} = \frac{3.96 \cdot 10^{-3} \cdot g \cdot \mu_B}{h \cdot R}$$

Für den Fehler $\sigma_{\Delta U}$ erhält man:

$$\begin{split} \sigma_{\Delta U} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{\partial U_{rechts}}\right)^2 \sigma_{U_{Traffo}}^2 + \left(\frac{\Delta U}{\partial U_{links}}\right)^2 \sigma_{U_{Traffo}}^2} \\ &= \sqrt{2} \sigma_{U_{Traffo}} \\ &= 0.024 \, \mathrm{V} \end{split}$$

Nach Mitteln der Linienbreiten erhalten wir als Ergebnis:

$$\overline{\Delta \nu} = 14.658 \, \mathrm{MHz}$$

Der statistische Fehler ergibt sich mit Standardabweichung zu $\sigma_{\overline{\Delta U}}=6.405\,\mathrm{MHz}.$

Zusammenfassend ergibt sich für die Linienbreite mit systematischem und statistischem Fehler folgendes:

$$\Delta U = 14.658 \pm 0.024 \pm 6.405 \,\text{MHz}$$
 (1.6)

1.5.3 Diskussion der Ergebnisse

Wir bestimmten den g-Faktor der Probe zu:

$$g = 1.956 \pm 0.040 \pm 0.044$$

Der berechnete Faktor entspricht sehr genau dem theoretischen Wert von g=2.0023 mit einer Abweichung von 2.31 %. Die Fehler sind mit ≈ 4 % gegenüber dem Wert des Faktors sehr klein. Die geringfügige Abweichung könnte mit der Inhomogenität des Feldes aus der Helmholtzspulenanordnung erklärt werden.

Bei der Linienbreite stellt man eine zur eingestellten Frequenz umgekehrte Proportionalität fest. Der Fehler war sehr groß.

2 Teil II - Magnetische Kernresonanz (NMR)

2.1 Ziel des Versuchs

Dieser Versuch soll die Kernspinresonanz (NMR) an Wasser und verschiedenen organischen Substanzen demonstrieren. Dabei werden deren Spektren aufgenommen und daraus die chemischen Verschiebungen, Spin-Spin-Kopplungen, Linienbreite und ggf. die molekulare Struktur der Substanzen bestimmt.

2.2 Theoretische Grundlagen

2.2.1 Kernspin und magnetisches Moment

Atomkerne besitzen ein gequanteltes Kerndrehimpuls bzw. Kernspin:

$$|\vec{I}| = \hbar \sqrt{I(I+1)}$$

mit I die Kernspinquantenzahl, die theoretisch nicht zu bestimmen ist, jedoch anhand des Schalenmodells der Kerne halb- oder ganzzahlig anzunehmen ist, und mit Planckschem Wirkungsquantum $\hbar = 6.6256 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{Js}$.

Dabei ist nur die z-Komponente des Kernspins beobachtbar.

Das magnetische Moment ist mit dem Drehimpuls über das gyromagnetische Verhältnis γ verknüft:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{I}$$

wobei γ charakteristisch für jedes Isotop ist. Für den Betrag des magnetischen Moments folgt:

$$|\vec{\mu}| = \gamma \sqrt{I(I+1)\hbar}$$

Daraus kann man ableiten, dass Kerne, für deren Kernspinquantenzahl I=0 gilt, keinen Drehimpuls und magnetisches Moment besitzen.

2.2.2 Verhalten der Kerne im Magnetfeld

Die magnetischen Dipole der Kerne der Probe sind ohne angelegtes Magnetfeld alle zufällig ausgerichtet.

Beim Anbringen der Probe in ein starkes, statisches Magnetfeld orientieren sich die Dipole und der Drehimpuls richtet sich so aus, dass seine Komponente in Feldrichtung ein ganz- oder halbzahliges Vielfaches von \hbar ist:

$$I_Z = m\hbar$$

Dabei spalten sich die einzelnen I_z -Zustände aufgrund des Zeemaneffekts in verschiedene Werte der Orientierungsquantenzahl m, die nun Werte zwischen -I und I annehmen kann. Für das magnetische Moment in z-Richtung μ_z ergibt sich:

$$\mu_z = m\gamma\hbar$$

Das Ausrichten der Kerne im Magnetfeld nennt man Richtungsquantelung.

2.2.3 Kern-Zeeman-Niveaus

Aufgrund des Zeemaneffekts, hat ein Kern hat in einem Magnetfeld der Flussdichte B_0 (2I+1) verschiedene Energiezustände bzw. Kern-Zeeman-Niveaus. Für die möglichen Energien erhalten wir:

$$E = -\mu_z B_0 = -m B_0 \gamma \hbar \quad \Rightarrow \quad \Delta E = B_0 \gamma \hbar$$

Anhand der Boltzmann-Statistik erfahren wir, wie sich die Kerne in den verschiedenen Energieniveaus verteilen. Ist N_b die Anzahl der Kerne im höher energetischen Niveau und N_a die Anzahl der Kerne im niederenergetischen Niveau, so gilt:

$$\frac{N_b}{N_a} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}} \approx 1 - \frac{\Delta E}{k_B T} = 1 - \frac{\hbar B_0 \gamma}{k_B T}$$

Da der Energieunterschied ΔE für alle Kerne wesentlich kleiner als die mittlere Energie der Wärmebewegung k_BT ist, sind alle Niveaus nahezu gleich besetzt. Der Unterschied hat die Größenordnung 10^{-6} , wobei das energieärmere Niveau minimal bevorzugt ist.

2.2.4 Kernresonanz

Bestrahlt man eine sich im statischen Magnetfeld B_0 befindende Probe mit einer elektromagnetischen Welle einer bestimmten Frequenz ν_1 , so führt das für bestimmte Frequenzen dazu, dass Übergänge zwischen den verschiedenen Energieniveaus induziert werden:

$$h\nu_1 = \Delta E$$

Die Übergänge sind nur bei Erfüllung obiger Gleichung möglich. Bei Energieübergängen vom energiehöheren zum energieniedrigeren Niveau wird Energie freigesetzt, umgekehrt wird Energie absorbiert. Die beiden Vorgänge sind gleich wahrscheinlich, wobei Absorption aufgrund der stärkeren Besetzung der energieärmeren Niveaus minimal bevorzugt ist.

Die Frequenz ν_1 wird in diesem Fall Resonanzfrequenz genannt und gilt:

$$\nu_1 = \left| \frac{\Delta E}{h} \right| = \left| \frac{\gamma}{2\pi} \right| B_0$$

Die zu ν_1 gehörende Kreisfrequenz ω_1 mit $\omega_1 = 2\pi\nu_1$ wird "Larmorfrequenz" genannt.

2.2.5 Einfluss der Umgebung des Kerns

Da Kerne stets von Elektronen und anderen Kernen umgeben sind, müssen auch deren Einflusse auf die Resonanzen des Kernes berücksichtigt werden. Das magnetische Feld B_{eff} , welches auf den Kern wirkt, ist meistens kleiner als das von außen angelegte Feld B_0 , denn die Umgebung des Kernes schirmt diesen zu einem kleinen Teil vom umgebenden Feld ab. Es gilt:

$$B_{eff} = B_0 - \sigma B_0 = (1 - \sigma)B_0$$

wobei σ die Abschirmungskonstante bzw. "chemische Verschiebung" ist. Sie ist unabhängig vom angelegten Feld, dimensionslos und spezifisch zur elektromagnetischen Konfiguration des Kernspins und zur chemischen Umgebung des Kerns.

Die Resonanzfrequenz ν_1 verändert sich zu:

$$\nu_1 = \frac{\gamma}{2\pi} (1 - \sigma) B_0$$

Die Resonanzfrequenz ν_1 ist damit proportional zur Abschirmung $(1 - \sigma)$ und zum angelegten Magnetfeld B_0 . Das ermöglicht die Identifizierung der untersuchten Probe aus den unterschiedlichen Resonanzfrequenzen ν_1 .

2.2.6 δ -Skala

Da die Resonanzfrequenz ν_1 vom angelegten Magnetfeld B_0 abhängt, kann kein absoluter Maßstab zum Vergleich von NMR-Spektren verwendet werden. Deshalb führt man einen relativen Maßstab ein, den Frequenzunterschied $\Delta\nu$ eines NMR-Spektrums vom NMR-Spektrum einer Referenzsubstanz. Als Referenzsubstanz verwendet man Tetramethylsilan (TMS), die sich aus mehreren Gründen besonders gut geeignet ist.

Um die Abhängigkeit des Frequenzunterschieds von der Feldstärke B_0 zu beseitigen, definiert man die "chemische Verschiebung" δ :

$$\delta = \frac{\nu_{Probe} - \nu_{TMS}}{\nu_{TMS}} \cdot 10^6 \tag{2.1}$$

Der 10^6 -Faktor ermöglicht die Angabe der chemischen Verschiebung in ppm (parts per million).

2.2.7 Einfluss anderer Kerne bzw. Spin-Spin-Kopplung

Nun müssen benachbarte Kerne berücksichtigt werden, die mit dem Kern wechselwirken. Da auch diese Spins enthalten, kommt es zu Kopplungen, sogenannt Spin-Spin-Kopplungen, die das Signal zusätzlich aufspalten. Die Kernspins polarisieren die elektronische Wellenfunktion und stehen miteinander in Wechselwirklung. Diese Aufspaltungsdifferenz wird auch indirekte Kopplungskonstante J_{AB} genannt.

Es entsteht also im Spektrum eine Feinstruktur, die nicht nur ein Singulett für die jeweilige Substanz zeigt, sondern je nach Anzahl chemisch nicht gleichwertiger Protonen in näherer Umgebung ein Dublett, Triplett, Quartett usw.

Wir betrachten folgende Kopplungstypen:

Kopplung mit einem Nachbarkern

Wir betrachten einen Kern A und B vom gleichen Isotop aber chemisch nicht äquivalent (besitzen unterschiedliche Resonanzfrequenzen) sind. Sie koppeln miteinander und es entsteht für jeden Kern ein Dublett, daher gibt es 4 Resonanzfrequenzen

 $\nu_{A1}, \nu_{A2}, \nu_{B1} \text{ und } \nu_{B2}.$

Die Signalintensitäten der zwei zu einem Kern gehörenden Frequenzen sind gleich groß. Den Abstand zwischen den beiden Resonanzlinien, die zu einem Kern gehören, nennt man Kopplungskonstante J_{AB} . Sie ist nicht vom äußeren Feld, sondern nur vom Kernmoment abhängig.

Kopplung mit zwei chemisch äquivalenten Kernen

Man betrachtet einen Kern A, der zu zwei chemisch äquivalenten Kernen benachbart ist. Die Peakhöhe hängt von der Orientierung der Spins der beiden Nachbarkerne ab, dafür gibt es drei Möglichkeiten: sind beide Spins parallel bzw. antiparallel zum angelegten Feld, so wird diese verstärkt bzw. geschwächt. Sind die Spins entgegengesetzt orientiert, so heben sie sich gegenseitig auf. Es ensteht ein Triplett mit doppelter Intensität der mittleren Linie.

Kopplung mit mehreren chemisch äquivalenten Kernen

Das ist eine Verallgemeinerung der Kopplung mit zwei chemisch äquivalenten Kernen, der Kern ist von n Kernen umgeben. Es werden M=n+1 Signale (Multiplett) erfasst, deren Intensitäten man nach dem Pascalschen Dreieck bestimmen kann.

Kopplung zwischen nicht-äquivalenten Kernen

Hier kommt es zu weiteren Aufspaltungen, beispielsweise entsteht ein Dublett eines Dubletts, denn jeder Kern wechselwirkt mit allen anderen.

2.2.8 Intensität des Resonanzsignals

Die Intensität des Resonanzsignals entspricht der Fläche unter der Absorptionssignalkurve. Sie gibt darüber Auskunft, wie viele Protone sich in einem Molekül befinden. Bei aufgespaltenen Signalen eines Multiplets muss über alle Signale integriert werden.

2.3 Experimenteller Aufbau

Die Kernspinresonanz wird anhand eines NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-Spektrometers Modell EM 360-A gezeigt, das nach dem sogenannten kontinuierlichen NMR (continuous wave bzw. CW-) Verfahren arbeitet.

Der Spektrometer besteht aus einem Radiowellensender, Magneten, Detektor, Signalverstärker und Oszilloskopen.

Der Radiowellensender dient als Quelle von Radiowellen mit einstellbarer Frequenz innerhalb eines sehr schmalen Bereiches um $60\,\mathrm{MHz}$. Weiterhin erzeugen ein Magnet und Hilfsspulen zur Korrektur des Magnetfeldes ein konstantes B-Feld von $1.41\,\mathrm{T}$.

Die Wellenlänge der von der Quelle ausgehenden elektromagnetischen Strahlen kann anhand der verstellbaren Frequenz angepasst werden. Diese Wellen werden über den

Schwingkreis senkrecht zum magnetischen Feld eingestrahlt, wo sich eine um die y-Achse rotierende Probe befindet, die analog zur ESR, in eine Spule eingebracht ist (Detektor). Anhand der Spule wird die Absorption der Strahlung ermittelt, die als Spannungsausschlag über den Verstärker an das Oszilloskop übertragen wird.

Mit dem Spektrometer sollen in diesem Versuch Wasserstoffatome detektiert werden, das Gerät ist nur dafür ausgelegt. Wasserstoff kommt am häufigsten in der Natur vor und sein Kern besteht nur aus einem Proton. Sein Gesamtkernspin beträgt $I=\frac{I}{2}$ und kann sich entweder parallel $(m=\frac{1}{2})$ oder antiparallel $(m=-\frac{1}{2})$ zur ausgezeichneten Achse einstellen. Mit dem gyromagnetischen Verhältnis ist die Nachweisempfindlichkeit eines Kernes für das NMR-Experiment verbunden. Der Wasserstoffkern besitzt ein sehr großes gyromagnetisches Verhältnis, deshalb ist er sehr gut mit dem Spektrometer zu detektieren.

2.4 Durchführung der Versuche

2.4.1 Einstellen der Magnetfeldkomponenten

Diese Aufgabe diente dazu das Magnetfeld des NMR-Gerätes einzustellen. Dies geschah mithilfe einer 8 Hz-Wasserprobe bzw. "Homo Adjust". Die Einstellung erfolgte mit Unterstützung der Betreuerin - ein möglichst homogenes Magnetfeld sollte mit größter Sorgfalt gewählt werden, denn davon hing auch die Qualität der aufgenommenen Spektren der anderen Proben stark ab.

Wir führten die Probe ein und stellten die Phase am Gerät ein. Die Schreiber des Oszilloskopen wurden auf die Position des maximalen Ausschlags gebracht. Wir justierten die Regler der Zusatzspulen, sodass im beobachteten Spektrum ein maximaler Ausschlag ensteht. Die Spuleneinstellungen optimierten wir solange, bis der Ausschlag nicht weiter maximiert werden konnte. Dadurch bewirkten wir eine möglichst gute Homogenisierung des Magnetfelds.

Diese Magnetfeldeinstellungen wurden durchgehend in diesem Versuch benutzt.

2.4.2 Aufnahme der Spektren

Es erfolgte die Aufnahme der Spektren von Dichlormethan + Trichlormethan, C₂O₂H₄, C₂OH₆, C₂OH₆+HCL, Isopropanol (C₃OH₈) und n-Propanol (C₃OH₈). Bei jeder Aufnahme wurden Phase und Feldstärke des Radiosignals neu eingestellt, um eine optimale Darstellung der Resonanzspektren zu erreichen. Die Aufnahmen dauerten alle 5 Minuten.

2.5 Auswertung

2.5.1 1. Spektrum: Homo Adjust

Wir berechnen in diesem Abschnitt die Halbwertsbreite des Wasserresonanzpeaks und vergleichen sie mit der aus der Vorbereitungsmappe (Seite 35). Aus diesem Vergleich soll

sich ergeben, ob wir ein gute Auflösung bei den nächsten Messungen erreicht haben. Eine gute Auflösung bedeutet, dass das eingestellte Magnetfeld sehr homogen war.

Die Halbwertsbreite entspricht der Breite des Resonanzsignals auf halber Ausschlagshöhe. Bei einer Ausschlagshöhe von $h=18.6\,\mathrm{cm}$ wurde in halber Höhe $\frac{h}{2}=9.3\,\mathrm{cm}$ eine Breite von $s=1.1\,\mathrm{cm}$ gemessen. Dabei war der Plot des Oszillographs mit $R=2\,\mathrm{ppm}$ skaliert, seine Gesamtbreite war $l=32.2\,\mathrm{cm}$. Der Skalierungsfaktor des Plots beträgt $\frac{2\,\mathrm{ppm}}{32.2\,\mathrm{cm}}=0.062\,\frac{\mathrm{ppm}}{\mathrm{cm}}$ und die Breite des Peaks in ppm 0.068 ppm. Der Spektrometer arbeitet bei 60 MHz, was einem Wert von 4.099 Hz entspricht. Das ist in der untenstehenden Gleichung nochmal zusammengefasst:

$$\sigma_{\nu_W} = \frac{R}{l} \cdot s \cdot \nu_S = \frac{2 \text{ ppm}}{32.2 \text{ cm}} \cdot 1.1 \text{ cm} \cdot 60 \text{ MHz} = 4.099 \text{ Hz}$$

Wir bestimmen nun den systematischen Fehler $\sigma_{\Delta_{\nu_W}}$. Die Skalierung R und die Frequenz ν_{TMS} werden mit einem Fehler $\sigma_R=1\,\%$ bzw. $\sigma_{\nu_{TMS}}=0.005\,\mathrm{MHz}$ angenommen, während die Fehler der Gesamtbreite l und Halbwertsbreite s wegen der Linienbreite des Plots $\sigma_l=\sigma_s=1\,\mathrm{mm}$ betragen. Das Fehlerfortpflanzungsgesetz ergibt:

$$\sigma_{\Delta\nu_W} = \sqrt{\left(\frac{\partial \Delta\nu_W}{\partial R}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{\partial \Delta\nu_W}{\partial l}\right)^2 \sigma_l^2 + \left(\frac{\partial \Delta\nu_W}{\partial s}\right) \sigma_s^2 + \left(\frac{\partial \Delta\nu_W}{\partial \nu_S}\right) \sigma_{\nu_{TMS}}^2}$$


$$= \Delta\nu_W \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_s}{s}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\nu_S}}{\sigma_{\nu_S}}\right)^2}$$

$$= 0.375 \,\text{Hz}$$

Mit dem Wert $4.099 \pm 0.375\,\mathrm{Hz}$ befinden wir uns deutlich unter dem aus der Vorbereitungsmappe mit 7 Hz.


2.5.2 2. Spektrum: Dichlormethan und Trichlormethan, Probe Nr. 5

In diesem Versuch wurde eine Probe untersucht, die 2 verschiedene Substanzen enthielt, Dichlormethan CH₂Cl₂ und Trichlormethan CHCl₃, deren Strukturformeln jeweils den Abbildungen 8 und 9 entnommen werden können. Der Probe war ebenfalls TMS als Referenzsubstanz beigefügt.



Quelle: Wikipedia [10]

Abbildung 8: Dichlormethan CH₂Cl₂



Quelle: Wikipedia [9]

Abbildung 9: Trichlormethan CHCl₃

Wie man sieht, besteht Dichlormethan aus einem Wasserstofatom mehr als Trichlormethan. In beiden Substanzen kommen H-Atome vor, deshalb man 2 Resonanzpeaks zu sehen erwartet. Da CH₂Cl₂ doppelt so viele H-Atome als CHCl₃ enthält, ist für den Peak von CH₂Cl₂ die doppelte Höhe zu erwarten. Beide Substanzen haben chemisch nichtäquivalente Kerne, die im gleichen Verhältnis in der Probe vorhanden sind, weshalb es keine Aufspaltungen der Resonanzlinien gibt.

Das ist im Diagramm tatsächlich zu sehen. Ganz rechts befindet sich die Resonanzkurve von TMS, die als Referenzsubstanz verwendet wird und deren chemische Verschiebung somit $\sigma = 0$ beträgt.

Wir bestimmen nun die chemische Verschiebung δ und daraus die Linienbreite $\Delta\nu$ für die beiden Substanzen. Die chemische Verschiebung bestimmt man, indem man den Abstand der Resonanzpeaks der jeweiligen Substanzen vom TMS-Resonanzpeak im Plot misst.

Die Plotbreite betrug $l=31.8\,\mathrm{cm},$ die Skalierung $R=10\,\mathrm{ppm}$ und die Abstände waren für:

• CH_2Cl_2 : s = 18.3 cm

• CHCl₃: $s = 26.3 \, \text{cm}$

Die chemische Verschiebung in ppm bestimmen wir aus:

$$\delta = \frac{s}{l} \cdot R$$

Den systematischen Fehler der chemischen Verschiebung σ_{δ} erhalten wir durch Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_{\delta} = \sqrt{\left(\frac{\partial \delta}{\partial s}\right)^{2} \sigma_{s}^{2} + \left(\frac{\partial \delta}{\partial l}\right)^{2} \sigma_{l}^{2} + \left(\frac{\partial \delta}{\partial R}\right)^{2} \sigma_{R}^{2}}$$

$$= \frac{1}{l} \cdot \sqrt{\sigma_{s}^{2} R^{2} + \sigma_{R} l^{2} + \frac{\sigma_{l}^{2} R^{2} s^{2}}{l^{2}}}$$
(2.2)

Die Linienbreite $\Delta \nu$ folgt aus Gleichung 2.1:

$$\Delta \nu = \delta \cdot \nu_{TMS}$$

mit $\nu_{TMS}=60\,\mathrm{Hz}.$ Daraus erhält man durch Fehlerfortpflanzung den systematischen Fehler:

$$\sigma_{\Delta\nu} = \sqrt{\left(\frac{\partial\Delta\nu}{\partial\delta}\right)^2 \sigma_{\delta}^2 + \left(\frac{\partial\Delta\nu}{\partial\nu_{TMS}}\right)^2 \sigma_{\nu_{TMS}}^2}$$


$$= \sqrt{\nu_{TMS}^2 \cdot \sigma_{\delta}^2 + \delta^2 \cdot \sigma_{\nu_{TMS}}^2}$$
(2.3)

Die Breite bei halber Höhe für $\mathrm{CH_2Cl_2}$ bzw. $\mathrm{CHCl_3}$ beträgt für beide 3.5 mm. Wir erhalten:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	δ [ppm]	Breite [mm]	$\Delta \nu \ [\mathrm{Hz}]$
$\overline{\mathrm{CH_2Cl_2}}$	18.3	5.755 ± 0.105	3.5	6.604 ± 1.888
CHCl_3	26.3	8.270 ± 0.105	3.5	6.604 ± 1.888

2.5.3 3. Spektrum: C₂O₂H₄, Probe Nr. 1

Essigsäure besteht aus 2 Atomgruppen (CH₃-COOH, Abbildung 10), ihre Kerne sind chemisch nicht-äquivalent, wechselwirken aber nicht miteinander und die Resonanzlinien werden daher nicht aufgespalten. Es sollen also nur zwei einzelne Resonanzsignale zu sehen im Diagramm, was auch durch unsere Aufnahme bestätigt wird.



Quelle: Wikipedia [11]

Abbildung 10: Essigsäure C₂O₂H₄

In der CH₃-Gruppe sind drei Mal so viele H-Atome vorhanden als in den COOH-Gruppe, deswegen sehen wir auch einen viel höheren Peak. Der Probe lag auch TMS bei, sein Peak befindet sich rechts im Plot und ist sehr klein im Vergleich zu den anderen.

Die Skalierung des Plots betrug $R=20\,\mathrm{ppm}$ mit einer Gesamtbreite von $l=32.2\,\mathrm{cm}$. Die Messung der Abstände der Peaks der beiden Atomgruppen aus dem TMS Peak ergab die chemische Verschiebung δ :

Atomgruppe	Abstand s [cm]	$\delta \; [\mathrm{ppm}]$	Breite [mm]	$\Delta \nu \ [\mathrm{Hz}]$
CH_3	3.8	2.360 ± 0.209	2	7.453 ± 3.727
COOH	19.3	11.987 ± 0.209	2	7.453 ± 3.727

2.5.4 4. Spektrum: C₂OH₆, Probe Nr. 2

Ethanol (Abbildung 11) besteht aus 3 Atomgruppen bzw. 3 verschiedenen H-Kernen: CH_3-CH_2-OH . Diese Kerne wechselwirken:

- Die CH₃-Gruppe kommt zu Wechselwirkungen mit den 2 Protonen aus der CH₂-Gruppe es entsteht eine dreifache Aufspaltung.
- Die CH₂-Gruppe wechselwirkt mit den 3 Protonen aus der CH₃- und wird von der OH-Gruppe noch einmal aufgespaltet. Es sollte deshalb ein Quartett zu sehen sein.
- Die OH-Gruppe wechselwirkt mit den 2 Protonen aus der CH₂-Gruppe. Es ist ein Triplett zu erwarten.

Quelle: Wikipedia [12]

Abbildung 11: Ethanol C_2OH_6

Die Probe enthielt außer Ethanol auch TMS.

Leider waren einige Resonanzpeaks im aufgenommenen Diagramm nicht so scharf. Die erwarteten Tripplets bei den Resonanzlinien von CH₃ waren relativ gut zu erkennen, bei der CH₂-Gruppe war kein Quartett sichtbar, offensichtlich weil die Gruppe nicht mit der OH-Gruppe wechselwirkt und deshalb zu keiner weiteren Aufspaltung kommt. Das liegt vermutlich an der Alterung der Probe. Aus dem gleichen Grund wurde bei der OH-Gruppe kein Triplett festgestellt.

Der Plot wurde mit $R=10\,\mathrm{ppm}$ skaliert und war 32.1 cm breit. Aus den gemessenen Abständen bestimmten wir für jede Atomgruppe die chemische Verschiebung δ :

Atomgruppe	Abstand s [cm]	δ [ppm]	Breite [mm]	$\Delta \nu \ [\mathrm{Hz}]$
CH_3	4.1	1.277 ± 0.105	1.2	2.243 ± 1.869
CH_2	12.4	3.863 ± 0.105	1.5	2.804 ± 1.869
ОН	18.4	5.732 ± 0.105	2	3.738 ± 1.869

Es wurden die Kupplungskonstanten J für die Atomgruppen bestimmt, bei denen im Plot Aufspaltungen erkennbar waren. Die Kupplungskonstante J ist der Abstand in ppm bzw. Hz zwischen der einzelnen Peaks bei Mehrfachaufspaltungen. Dabei berechnet sich der systematische Fehler der Kuplungskonstante in ppm bzw. Hz mit den Formeln 2.2 bzw. 2.3.

Atomgruppe	Abstand s [cm]	J [ppm]	J [Hz]
CH_3	0.35	0.109 ± 0.105	6.540 ± 6.300
CH_2	0.40	0.125 ± 0.105	7.500 ± 6.300

2.5.5 5. Spektrum: C2OH6+HCl, Probe Nr. 8

Nun wurde der vorherigen Probe Säure HCl hinzugefügt. Es sind die gleichen Resonanzkurven zu erwarten mit dem Unterschied, dass der OH-Peak verschwunden sein soll. Der Grund besteht darin, dass die OH-Gruppe, aufgrund der chemischen Reaktion des Ethanols mit der Säure, aus der als Nenbenprodukt Wasser entsteht, entfernt wird. Stattdessen sollte der durch den H-Atom der Säure verursachte Peak zu sehen sein. Die zusätzliche Aufspaltung der CH₂-Gruppe, die aus OH verursacht wurde, sollte auch verschwunden sein.

Diese bestätigt unsere Aufnahme sehr gut, die Resonanzlinie von HCl ist sehr scharf und hoch, was an den Mengenverhältnissen der einzelnen Substanzen liegen soll. Die Probe enthielt auch TMS.

Der Plot war wieder mit $R=10\,\mathrm{ppm}$ skaliert und $l=32.1\,\mathrm{cm}$ breit. Der TMS-Peak war dabei zu sehen. Es wurden chemische Verschiebung δ und Linienbreite $\Delta\nu$ bestimmt:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	δ [ppm]	Breite [cm]	$\Delta \nu [{ m Hz}]$
CH_3	2.1	0.654 ± 0.105	6.2	11.589 ± 1.873
CH_2	10.8	3.364 ± 0.105	8.0	14.953 ± 1.875
HCl	23.4	7.290 ± 0.105	4.0	7.477 ± 1.871

Vergleicht man die oben bestimmte chemische Verschiebung mit der aus der Probe ohne HCL, so weichen die Werte auch unter Berücksichtigung der Fehlergrenzen voneinander stark ab. Wir erklären das mit der Ungenauigkeit des Messgeräts, das im Verlauf der Versuchsdurchführung oft für die gleiche Probe bei verschiedenen Messungen unterschiedliche Diagramme lieferte.

Für die jeweiligen Kopplungskonstanten J ergeben sich:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	J [ppm]	J [Hz]
CH_3	0.40	0.125 ± 0.105	7.500 ± 6.300
CH_2	0.40	0.125 ± 0.105	7.500 ± 6.300

2.5.6 6. Spektrum: Isopropanol C₃OH₈, Probe Nr. 3

Isopropanol ($CH_3-CH-OH-CH_3$, Abbildung 12) besteht aus drei Atomgruppen, für die folgende Resonanzkurven zu sehen sein sollten:

• CH₃: diese beiden Gruppen wechselwirken nur mit der CH-Gruppe, es wird eine zweifache Aufspaltung (Dublett) erwartet. Aufgrund der hohen Anzahl der gleich-

artigen beteiligten Kerne (6) soll auch der Peak im Vergleich zu den anderen Peaks hoch sein.

- CH: es sollte zu einer siebenfachen Aufspaltung kommen, denn die Protonen der beiden CH₃-Gruppen beeinflussen diese Gruppe.
- OH: es werden 2 Resonanzlinien aufgrund der Wechselwirkung mit der benachbarten CH-Gruppe erwartet.

Quelle: Wikipedia [8]

Abbildung 12: Isopropanol C₃OH₈

Der aufgenommene Plot ist schlecht. Es sind zwar die 2 Aufspaltungen der CH₃-Gruppe zu sehen, jedoch sind die erwarteten Resonanzkurven für die Gruppen CH und OH sehr unscharf, sodass man die Aufspaltungen nicht erkennen kann. Ausserdem enthält das Spektrum Artefakte und Spiegelpeaks, die auf das Rotieren der Probe im Magnetfeld zurückgeführt werden könnten.

Die Probe enthielt diesmal kein TMS, sodass die chemische Verschiebung anhand der TMS-Resonanzlinie aus den vorherigen Plots bestimmt wurde. Die Skalierung des Plots betrug $R=10\,\mathrm{ppm}$, seine Breite $l=32.2\,\mathrm{cm}$. Damit konnten chemische Verschiebung δ und Linienbreite $\Delta\nu$ bestimmt werden:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	δ [ppm]	Breite [mm]	$\Delta \nu \ [\mathrm{Hz}]$
CH_3	3.8	1.180 ± 0.105	6.5	12.112 ± 1.867
CH	13.2	4.099 ± 0.105	8.5	15.839 ± 1.870
ОН	16.4	5.093 ± 0.105	5.0	9.317 ± 1.866

Die Kopplungskonstanten für die erkennbaren Aufspaltungen sind:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	J [ppm]	$J [\mathrm{Hz}]$
CH_3	0.35	0.109 ± 0.105	6.540 ± 6.300

2.5.7 7. Spektrum: n-Propanol C₃OH₈, Probe Nr. 9

n-Propanol (CH₃-CH₂¹-CH₂¹-OH, Abbildung 13) besteht aus 4 Atomgruppen, für die folgende Resonanzlinien zu erwarten sind:

• CH₃ wird wegen der zwei Protonen der benachbarten CH₂-Gruppe in ein Triplett aufgespalten. Wegen der vielen H-Atomen soll auch die Höhe des Peaks groß sein.

- CH₂² ist mit CH₃ sowie mit CH₂ benachbart, seine Resonanzlinie sollte deshalb in ein Sextett aufgespaltet sein.
- CH₂¹: die Resonanzlinie sollte sich aufgrund der zwei Protonen aus der Nachbar-CH₂²- und dem einen Proton aus der OH-Gruppe in ein Quartett aufspalten.
- \bullet OH: es wurde eine Triplettaufspaltung erwartet, aufgrund der 2 zwei Protonen aus der Nachbar-CH2 1 -Gruppe.

Quelle: Wikipedia [7]

Abbildung 13: n-Propanol C_3OH_8

Unsere Aufnahme war wieder schlecht, obwohl sie mehrmals wiederholt wurde. Bei der CH₃-Resonanzlinie konnte statt dem erwarteten Triplett nur ein Dublett festgestellt werden bzw. eine Aufspaltung war stark unterdrückt. Auch der für CH₂² erwartete Sextet konnte nicht nachgewiesen werden, dafür nur ein Quartett. Für CH₂¹ konnte nur ein Triplett und vermutlich noch ein anderer unterdrückter Peak statt dem zu erwarteten Quartett erkannt werden. Die Resonanzlinie der OH-Gruppe bestand aus einem einzelnen scharfen Peak statt in ein Triplett aufgespaltet zu sein; offensichtlich hängt das damit zusammen, dass es zu keiner Wechselwirkung dieser Gruppe mit den Nachbarn kommt.

Ausserdem enthielt unsere Aufzeichnung viele Spiegelpeaks, die aus der Drehung der Probe im Magnetfeld verursacht sein könnten. Der Plot war mit $R=10\,\mathrm{ppm}$ skaliert und $l=32.1\,\mathrm{cm}$ breit. Es wurden chemische Verschiebung δ und Linienbreite $\Delta\nu$ bestimmt. Die Probe enthielt wieder kein TMS, sodass die Verschiebung anhand der TMS-Resonanzlinien aus früheren Aufnahmen bei gleicher Skalierung erfolgte:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	δ [ppm]	Breite [mm]	$\Delta \nu \ [\mathrm{Hz}]$
CH_3	5.8	1.807 ± 0.105	7.5	14.019 ± 1.874
CH_2	7.7	2.399 ± 0.105	9.5	17.757 ± 1.878
CH_2	14.8	4.596 ± 0.105	6.0	11.215 ± 1.873
ОН	20.0	6.211 ± 0.105	3.0	5.607 ± 1.870

Die Kopplungskonstanten der Aufspaltungen der jeweiligen Resonanzlinien betragen:

Atomgruppe	Abstand s [cm]	J [ppm]	J [Hz]
CH_3	0.2	0.062 ± 0.105	3.738 ± 6.300
CH_2	0.35	0.109 ± 0.105	6.540 ± 6.300
CH_2	0.3	0.093 ± 0.105	5.607 ± 6.300

2.5.8 Diskussion der Ergebnisse

Es konnte anhand der ¹H-NMR-Spektroskopie tatsächlich die molekulare Struktur der Proben bestimmt werden. Damit lassen sich an der Höhe der Peaks bzw. Anzahl der Aufspaltungen nicht nur die Anzahl der ¹H-Atome bestimmen, sondern auch die Unterscheidung der Strukturen von Substanzen ist möglich, wie das am Beispiel von Iso- und n-Propanol sehr gut klar wird, wo beide die gleiche Summenformel besitzen.

Die meisten aufgenommenen Spektren entsprachen den (theoretischen) Erwartungen, lediglich die Spektren von Iso- und n-Propanol waren ungenau. Auch waren die berechneten chemischen Verschiebungen δ und Linienbreite $\Delta\nu$ den in der Vorbereitungsmappe aufgeführten Werten sehr nahe.

Das Gerät war nicht immer zuverlässig - in den meisten Fällen mussten Spektrenaufnahmen mehrmals wiederholt werden.

3 Änderungsprotokoll

Datum	Änderungen	
21. Januar 2015	1. Fassung	
02. März 2015	Teil 1 - Elektronenspinresonanz (ESR): Theoretische Grundlagen,	
	experimenteller Aufbau und Durchführung der Versuche überar-	
	beitet, in der Auswertung wurden im 4. Versuch Beträge statt	
	Spannungswerte gemittelt, darauf aufbauende Berechnungen wur-	
	den korrigiert, die Linienbreite wurde in der Einheit Hertz statt	
	Volt umgerechnet, Abschnitt zur Diskussion der Ergebnisse wurde	
	entsprechend den neuen Erkenntnissen überarbeitet. Teil 2 - Magne-	
	tische Kernresonanz: Verbesserung mancher Formulierungen in der	
	Vorbereitung und Auswertung, die Linienbreiten wurden berechnet	

Literatur

- [1] Spin. http://www.quantenwelt.de/quantenmechanik/eigenschaften/spin. html. [Zugriff am 23. November 2014].
- [2] Mappe zum Versuch "Magnetische Resonanz", November 2012.
- [3] Wikipedia. Drehimpuls Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2014. [Zugriff am 23. November 2014].
- [4] Wikipedia. Electron paramagnetic resonance Wikipedia, the free encyclopedia, 2014. [Zugriff am 01. März 2015].
- [5] Wikipedia. Spin Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2014. [Zugriff am 23. November 2014].

- [6] Wikipedia. Zeeman-effekt Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2014. [Zugriff am 23. November 2014].
- [7] Wikipedia. 1-propanol Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 20. Januar 2015].
- [8] Wikipedia. 2-propanol Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 20. Januar 2015].
- [9] Wikipedia. Chloroform Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 20. Januar 2015].
- [10] Wikipedia. Dichlormethan Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 20. Januar 2015].
- [11] Wikipedia. Essigsäure Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 20. Januar 2015].
- [12] Wikipedia. Ethanol Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 20. Januar 2015].
- [13] Wikipedia. Hyperfeinstruktur Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2015. [Zugriff am 18. Januar 2015].